



GE Healthcare

Akční nabídka - vyměňte staré za nové



Za 99 000 Kč dostanete nový monitor

(pro uživatele monitorů GE/Datex)



Proč využít této nabídky?

- Pokud vlastníte jakýkoli (**i nefunkční**) monitor GE - Light, FM nebo Cardiopac, můžete ho v rámci této jedinečné akce vyměnit za nový **PROCARE Monitor B20** s doplatkem 99 000 Kč (**bez DPH**)
- Kompatibilita se stávajícím vybavením i centrálním monitorem
- Získáte nový přístroj s dvouletou zárukou, odpadají investice do oprav starého vybavení
- Platnost nabídky do 31.12.2011, možnost splátkového kalendáře

Špičkové technologie

- 3/5 svodové EKG
- Neinvazivní TK
- SpO₂
- GE EK-Pro analýza arytmií
- Konektivita do nemocniční sítě
- Hmotnost 6kg
- Odolný design



PROCARE Monitor B20

Technická data

Displej

- Úhlopříčka: 10,4"
- Rozlišení: SVGA, 800 x 600
- Počet křivek: 6 (max.)

Ovládání

- TrimKnob, hardwarová tlačítka

Alarmy

- Priority: vysoká, střední, nízká
- Upozornění: akustické a vizuální
- Nastavení: výchozí a individuální
- Ztišení: 2 min.

Trendy

- Grafické: všechny parametry 20 min.-72h.
- Numerické: všechny parametry

EKG

- 3 a 5 svodové EKG
- Detekce pacemakeru
- Analýza arytmií: asystolie, bradykardie, tachykardie, komorová fibrilace, komorová tachykardie
- Analýza ST úseku

Neinvazivní TK

- Technologie: oscilometrická s krokovou deflací
- Režimy: automatický, manuální a stat

Invazivní krevní tlak

- Rozsah měření: -40 až +320 mmHg
- Přesnost měření: $\pm 5\%$ nebo 2 mmHg

Tělesná teplota

- Zobrazení: T1, T2
- Rozsah měření: 10-45 °C

Kapnometrie

- Rozsah měření: 0-20 obj. %
- Rozlišení: 0,1%
- Zahřívací čas: 1 min. , 30 min. pro plnou specifikaci

Tiskárna

- Termostopá tiskárna
- Počet křivek: 1-3
- Numerické hodnoty: HR, SpO₂, NIBP, IBP1, IBP2, ETCO₂, T1, T2, Resp.
- Šířka papíru: 50 mm

Rozhraní

- RS-232 sériový port
- Port pro připojení defibrilátoru
- Připojení tlačítka pro zavolání sestry
- Zapojení do sítí CARESCAPE a S/5 s možností připojení laserové tiskárny v síti S/5

Napájení

- 100-240 V, 50/ 60 Hz, 150 VA
- Baterie: výměnné Li-Ion akumulátory, max. 2ks pro až 4,5 hod. provozu

Rozměry, hmotnost

- Bez rozšiřujícího racku: 312 mm x 312 mm x 158 mm
- S rozšiřujícím rackem: 312 mm x 352 mm x 178 mm
- Hmotnost: 6 kg
- Ochrana: IP21