

MACTRODE® 3 novinka



Jednorázové lepící elektrody pro dospělé

- pro klidové EKG
- použitelné s univerzálním klipem nebo s aligátorem na svodu
- Ag/AgCl
- patentováno
- zaváděcí ceny

Přednosti

- trojúhelníkový tvar
- svod je možno připojit na kterýkoliv vrchol elektrody dle polohy svodu
- možnost využití 3 vrcholů elektrody pro připojení svodu vyloučí převrácení nebo odlepení elektrody a nutnost nového záznamu
- velmi kvalitní spojení mezi elektrodou a svodem
- hydrogel nového složení - dobře přilne na kůži a tím zajistí trvalou pozici elektrody během záznamu, minimální znečištění kůže pacienta
- zajištěn kvalitní kontakt mezi kůží a mediem elektrody
- rychlá aplikace na kůži
- vyžaduje minimální přípravu kůže před nalepením
- pokryje velmi malou plochu hrudníku
- zabrání přenosu potencionální infekce
- bez latexu



Elektrody Mactrode® 3

obj. č.	baleno
9623-300	10 elektrod na kartičce, 1 000 ks v balení
9623-400	14 elektrod na kartičce, 1 400 ks v balení
9623-500	10 elektrod na kartičce, 500 ks v balení



Adaptéry na svody

obr. č.	obj. č.	popis	baleno
1	9490-210	univerzální klip	10 ks
2	9490-105	klip aligátor na banánek	10 ks
	9490-115	klip aligátor na banánek	14 ks

Pro děti a novorozence lze použít: Elektrody BabyMAC

obj. č.	baleno
402207-210	10 elektrod na kartičce, 500 ks v balení, velikost 1,5 x 1 cm



medisap, s.r.o.

Tel.: 602 773 945

Objednávky: objednavky@medisap.cz

Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Tel.: 225 001 510, fax: 225 001 522