

# TRANSLUMINÁTOR VENOSCOPE®

Přístroj slouží pro prosvětlení tkání, je určen pro usnadnění kanylace periferních arterií a žil, pro diagnostiku pneumothoraxu u novorozenců apod.

Zdrojem je silné studené světlo fiberoptických vláken. Celý transluminátor je přenosný, lehký, jeho hmotnost je kolem 200 g včetně tří tužkových baterií.

Je opatřen indikátorem stavu baterií.

Je dostupný ve dvou verzích, pro děti a dospělé pacienty pod označením Venoscope II VT03 a ve speciální verzi pro novorozence jako Neonatal NT01.

Pro oba typy transluminačních světel jsou v nabídce jednorázové ochranné obaly a dále pro Venoscope II fixační pásek světla, který dovolí mít při výkonu obě ruce volné. K oběma světlům lze objednat transportní obaly.



Venoscope II VT03



Transilluminator Neonatal NT01

Podrobné informace o transluminátorech a jejich příslušenství světla a jeho příslušenství najdete na [www.Venoscope.com](http://www.Venoscope.com).

**Medcorp** International

 **medisap**  
A PART OF HOSPIMED S.R.O.



**medisap, s.r.o.**

Tel.: 602 773 945

Objednávky: [objednavky@medisap.cz](mailto:objednavky@medisap.cz)

Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Tel.: 225 001 510, fax: 225 001 522