

# D-lite a další příslušenství k měření spirometrie

## SPIROMETRIE

Spirometrický senzor se používá při vyšetřování funkčního stavu plic a pomáhá ke změření dechového objemu pacienta.

### Spirometrický senzor na změření dechového objemu se rozděluje dle způsobu použití:

- jednorázové použití: D-lite +  
- obsahuje speciální hydrofilní povrch



- opakované použití: D-lite  
- pro dospělé  
- pro děti



### Spirometrický senzor D-lite (opakované použití) je možné dezinfikovat:

- doporučenými dezinfekčními prostředky
- v parním autoklávu

### Spirometrická hadička

- různé délky



### Vzorkovací hadička

- různé délky



### Adapter

- přímý
- pravouhlý



Spirometrická hadička, vzorkovací hadička a adapter jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Jednorázový spirometrický set (kit) obsahuje všechny potřebné části ke změření spirometrie.



- spirometrický senzor D-lite +
- spirometrická hadička
- vzorkovací hadička





# D-lite a další příslušenství k měření spirometrie

## SPIROMETRIE



### D-lite+ spirometrický senzor (jednorázový)

objednací číslo		popis produktu	množství
896952		D-lite+ senzor, pro dospělé, jednorázový	50 ks/bal
8001948		Pedi-lite+ senzor spirometrický, pediatrický, jednorázový	50 ks/bal



### D-lite spirometrický senzor (pro opakované použití)

objednací číslo		popis produktu	množství
733910-HEL		D-lite senzor, spirometrický, pro dospělé, opakované použití	1 ks/bal
73393		Pedi-lite senzor, spirometrický, pro děti, opakované použití	1 ks/bal



### Spirometrická hadička (různé délky)

objednací číslo		popis produktu	množství
890031		Spirometrická hadička, žlutá, ICU, jednorázová, délka 2m	5 ks/bal
884101		Spirometrická hadička, žlutá, ICU, jednorázová, délka 3m	5 ks/bal



### Vzorkovací hadička (různé délky)

objednací číslo		popis produktu	množství
73318-HEL		Vzorkovací hadička, bílá, M/M Luer, PVC/PE, jednorázová, délka 2m	10 ks/bal
73319-HEL		Vzorkovací hadička, bílá, M/M Luer, PVC/PE, jednorázová, délka 3m	10 ks/bal

### Adapter

objednací číslo		popis produktu	množství
73385-HEL		Adapter, přímý, jednorázový	10 ks/bal
73386-HEL		Adapter, pravouhlý, jednorázový	10 ks/bal

### SET: D-lite + vzorkovací hadička + spirometrická hadička

objednací číslo		popis produktu	množství
8004382		D-lite senzor + vzorkovací hadička + spirometrická hadička 3m, pro dospělé	20 ks/bal
M1032634		D-lite senzor + vzorkovací hadička + spirometrická hadička 3m, pro děti	50 ks/bal