

# EKG

## MONITOROVACÍ PŘÍSTROJE ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ

Originální příslušenství zaručuje správné a jednoduché připojení pacienta k monitorovacímu přístroji a zároveň zajišťuje přesné monitorování.

- Díky vysoce kvalitnímu materiálu jsou patientské kabely a svody navrženy pro opakované použití a dlouhodobý monitoring.
  - Neobsahují přírodní latex, DEHP ani BPA
- Kabely jsou elektricky stíněny, aby chránily integritu signálu EKG
- Příslušenství je dovoleno používat pouze zdravotnickému personálu
- Kabely i svody baleny po 1 ks

### Samostatné patientské kabely (Multilink)




















- Jednoduché připojení k přístroji
- Kabel patientský 3-5 vodičový
- Dostatečná délka 3,6 metrů



### Svody

- Snadná aplikace
- Nemají ostré rohy
- Nedráždí kůži
- Délka 74 cm, 130 cm a mix těchto délek
- Uchycení typu grabber nebo snap
- Rozebíratelné či vcelu



objednáací číslo		popis produktu	množství
2106305-003		Kabel patientský 3-5 vodičový, délka 3,6 m	1 ks
2106308-003		Kabel patientský 10 vodičový, MultiLink, pro 12 svodé EKG, délka 3,6 m	1 ks
2017004-003		Kabel patientský 3-5 vodičový, Neonatální, MultiLink, délka 3,6m	1 ks
2106390-003		Svody, sada 3 svodů, zakončení grabber, délka 74 cm	1 sada
2106390-004		Svody, sada 3 svodů, zakončení grabber, délka 130 cm	1 sada
2106385-003		Svody, sada 3 svodů, zakončení snap, délka 74 cm	1 sada
2106391-003		Svody, sada 5 svodů, zakončení grabber, délka 74 cm, rozebíratelné	1 sada
2106391-004		Svody, sada 5 svodů, zakončení grabber, délka 130 cm, rozebíratelné	1 sada
2106389-006		Svody, sada 5 svodů, grabber, mix délka 130/74 cm	1 sada
416467-002		Svody, sada 5 hrudních svodů, C2-C6, zakončení grabber, délka 130 cm	1 sada
411200-004		Svody, sada 5 svodů, zakončení snap, délka 130 cm	1 sada
421931-001		Svody EKG (sada 6 svodů) zakončení snap, délka 74 cm	1 sada
403751-025		Sada 5 radiotranslucentních svodů, délka 160 cm (Tram, MacLab)	1 sada
403751-026		Sada 10 radiotranslucentních svodů, délka 160 cm, grabber (Tram, MacLab)	1 sada
2009110-050W		Elektrody kruhové, průměr 55 mm, pěnové, 500 ks/bal	500 ks
9623-810P		Elektroda samolepící silver mactrode plus 10x100 ks/bal	10x100 ks
2009101-406		Elektrody neonatální se svody, radiolucentní, 600ks/bal	600 ks
21730702		Sprej EKG kontaktní, 200 ml, 10 ks/balení	10 ks
21730705		Sprej elektrodový kontaktní 2l, náhradní náplň	1ks

