

HMEF a UNI filtry

FILTRY

Filtry jsou navrženy, aby poskytovaly vysokou úroveň pasivní filtrace a zvlhčování pro dospělé a dětské pacienty na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče a na jiných odděleních. Filtry s bakteriální a virovou filtrací mají výměníky tepla a vlhkosti. Tyto výměníky zachycují teplo a vlhkost z výdechu pacienta, aby je mohly vrátit zpět do vdechovaného vzduchu.

Vlastnosti:

- vysoká účinnost ochrany proti různým typům mikroorganismů přítomných v dýchacích okruzích
- omezený přenos bakterií a virů mezi pacienty, personálem a vybavením
- zachycení škodlivých částic elektrostatickými prostředky
- odpuzování vlhkosti z filtračního média (hydrofobní membrána)
- široká škála filtračních médií
- jednorázové použití



Výhody

- lehká konstrukce snižuje odpor dýchacího systému
- kulatý ergonomický tvar bez ostrých hran snižuje riziko otlaků
- průhledné pouzdro umožňuje vizualizaci vlhkosti nebo sekrecí ve filtru
- široký výběr dle dechového objemu
- snadné vzorkování díky Luer Portu (jen u některých typech)



katalogové číslo	mrtvý prostor (ml)	váha (g)	port pro odběr vzorku plynu	účinnost filtrace bakteriální/virová (%)
M1004132	34	17	ano	99,9999/99,98
557070100	77	24	ano	99,9999/99,99
8004231	21	14	ano	99,9999/99,98
557021200	60	27	ne	99,98/99,9
557022500	35	16	ano	99,9999/99,999
M1003346	35	16	ne	99,9999/99,999
M1003345	22	14	ano	99,9999/99,999

1 Measured by the method of Nelson Laboratories, Inc., USA. Records on file


2 Measured according to standard EN ISO 9360-1:2009

Storage temperature: -30°C / -22°F to +40°C / +104°F. Shelf life: maximum 2 years. Expiration date printed on packaging.

HMEF a UNI filtry

FILTRY

HME filtry

objednáací číslo		popis produktu	množství
M1004132		Filtr HMEF 750 antibakteriální, antivirový se zvlhčením	50 ks/bal
8004231		Filtr HMEF mini, antibakteriální, se zvlhčením	50 ks/bal
557070100		Filtr HMEF 1000 antibakteriální se zvlhčením	50 ks/bal

UNI filtry

objednáací číslo		popis produktu	množství
M1003345		Filtr Mini UNI/S, jednorázový	50 ks/bal
M1003346		Filtr antibakteriální UNI Junior, jednorázový	50 ks/bal
557021200		Filtr UNI	45 ks/bal
557022500		Filtr Uni/S	60 ks/bal