

PROPOJOVACÍ KABELY

INVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU A MĚŘENÍ SRDEČNÍHO VÝDEJE

Centrální tlak lze měřit pouze invazivně a to přímo v srdečních komorách. Srdeční výdej je objemový průtok krve, kterým srdce zásobuje krevní oběh, koreluje s koncentrací kyslíku v buňkách.

- Zajištěno pomocí katétrů
- Správnost a těchto životně důležitých měření zajišťuje GE Healthcare originálními kabely, ke kterým lze připojit příslušené katétrý


Možnost připojení příslušných tlakových převodníků

- Testované a verifikované
- Snadné připojení snímačů IBP k monitorům
- Lisovaná sestava konektoru udržuje kabel pružný a zabraňuje vniknutí tekutin



PROPOJOVACÍ KABELY

INVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU A MĚŘENÍ SRDEČNÍHO VÝDEJE

objednací číslo		popis produktu	množství
2103966-001		Adapter pro 2 IBP tlaky (rozbočka) 30 cm	1 ks
2104166-001		Kabel pro měření IBP, BD-Spectramed/Argon/datex ohmeda, délka 3,6 m	1 ks
2104166-003		Kabel pro měření IBP, BD-Spectramed/Argon/datex ohmeda, duální, délka 3,6 m	1 ks
2104107-001		Kabel pro měření IBP, UTAH/Biotrans, délka 3,6 m	1 ks
2104162-001		Kabel pro měření IBP, Edwards/LS TruWave, délka 3,6 m	1 ks
2104162-003		Kabel pro měření IBP, Edwards/LS TruWave, duální, délka 3,6 m	1 ks
ALBX-MRQ-BHP		kabel pro měření IBP B-Braun/Hp	1 ks
5211468		Kabel pro měření IBP BRAUN combitrans	1 ks
75.2175/BDP283GE1SM		Kabel pro měření IBP Codan 1 xIBP 75.2175	1 ks
2104180-001		Kabel pro měření srdečního výdeje, délka 3,6 m	1 ks
9446-910		In-Line čidlo pro měření srdečního výdeje Baxter/Edwards, délka 0,9 m	1 ks
16590-HEL		Kabel propojovací pro C.O. čidlo	1 ks
5202422		Kabel pro měření IBP Braun duální pro měření 2 IBP	1 ks



verze 01