


Laryngeální masky

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST

- Navržené k použití na operačních sálech jako bezpečná pomůcka v managementu obtížného zajištění dýchacích cest při celkové anestezii
- Anatomicky tvarované pro jednoduché a rychlé zavádění
- Manžeta na utěsnění
- Výhoda volných rukou, snížení rizika insuflace žaludku a následné aspirace
- Barevně odlišné podle velikostí (10-100 kg)




Opakované použití, ohebné (silikonové), také jako jednorázové

- Vyrobeny ze silikonu
- Velikosti (10-100 kg)
- Bez přírodního latexu a DEHP
- Kónický konektor 15 mm
- 5 letá životnost



Opakované použití, tvrzené (silikonové), také jako jednorázové

- Vyrobeny ze silikonu
- Ventilační rourka vyztužena pružinou z nerezové oceli
- Velikosti (10-100 kg)
- Bez přírodního latexu a DEHP
- Kónický konektor 15 mm
- 5 letá životnost



Laryngeální masky

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST

objednáací číslo	popis produktu	množství
LM2S10-Y	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, opakované použití velikost 1, pro hmotnost 0-5 kg	1ks/bal
LM2S15-Y	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, opakované použití velikost 1,5, pro hmotnost 5-10 kg	1ks/bal
LM2S20-Y	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, opakované použití velikost 2, pro hmotnost 10-20 kg	1ks/bal
LM2S25-Y	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, na opakované použití velikost 2,5, pro hmotnost 20-30 kg	1ks/bal
LM2S30-Y	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, na opakované použití velikost 3, pro hmotnost 30-50 kg	1ks/bal
LM2S40-Y	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, opakované použití velikost 2, pro hmotnost 10-20 kg	1ks/bal
LM2S50-Y	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, na opakované použití velikost 5, pro hmotnost 70-100 kg	1ks/bal
LM1S10-C	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, jednorázová, velikost 1, pro hmotnost 0-5 kg	1ks/bal
LM1S15-C	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, jednorázová, velikost 1,5, pro hmotnost 5-10 kg	1ks/bal
LM1S20-C	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, jednorázová, velikost 2, pro hmotnost 10-20 kg	1ks/bal
LM1S25-C	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, jednorázová, velikost 2,5, pro hmotnost 20-30 kg	1ks/bal
LM1S30-C	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, jednorázová, velikost 3, pro hmotnost 30-50 kg	1ks/bal
LM1S40-C	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, jednorázová, velikost 4, pro hmotnost 50-70 kg	1ks/bal
LM1S50-C	Laryngeální maska, silikonová, ohebná, jednorázová, velikost 5, pro hmotnost 70-100 kg	1ks/bal
LM2S10-RY	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, opakované použití, velikost 1, pro hmotnost 0-5 kg	1ks/bal
LM2S15-RY	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, opakované použití, velikost 1,5, pro hmotnost 5-10 kg	1ks/bal
LM2S20-RY	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, opakované použití, velikost 2, pro hmotnost 10-20 kg	1ks/bal
LM2S25-RY	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, opakované použití, velikost 3, pro hmotnost 30-50 kg	1ks/bal
LM2S30-RY	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, opakované použití, velikost 3, pro hmotnost 30-50 kg	1ks/bal
LM2S40-RY	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, opakované použití, velikost 4, pro hmotnost 50-70 kg	1ks/bal
LM2S50-RY	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, opakované použití, velikost 5, pro hmotnost 70-100 kg	1ks/bal
LM1S10-R	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, jednorázová, velikost 1, pro hmotnost 0-5 kg	1ks/bal
LM1S15-R	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, jednorázová, velikost 1,5, pro hmotnost 5-10 kg	1ks/bal
LM1S20-R	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, jednorázová, velikost 2, pro hmotnost 10-20 kg	1ks/bal
LM1S25-R	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, jednorázová, velikost 2,5, pro hmotnost 20-30 kg	1ks/bal
LM1S30-R	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, jednorázová, velikost 3, pro hmotnost 30-50 kg	1ks/bal
LM1S40-R	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, jednorázová, velikost 4, pro hmotnost 50-70 kg	1ks/bal
LM1S50-R	Laryngeální maska, silikonová, tvrzená, jednorázová velikost 5, pro hmotnost 70-100 kg	1ks/bal

verze 01