

Neonatální manžety

NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

Novorozenecké manžety poskytují veškeré výhody nejmenším pacientům. Jsou navrženy s přesností, které věříme, a pohodlím, které očekáváme.

- limitované opakované použití
- hravý barevně odlišený zvířecí design, který pomáhá najít správnou velikost



- bezpečné připojení konektorem NEO-SNAP - zabraňuje náhodnému odpojení

- neobsahují latex ani DEPH

SOFT-CUF*

- měkký savý materiál
- vhodnější na lůžka, do inkubátoru

Classic-CUF*

- vyrobeny ze snadno čistitelného vinylu
- vhodnější na operační sály



Neonatální manžety

NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

objednací číslo	popis produktu
SFT-N1-2B	manžeta SOFT-CUF, velikost 1 - pro obvod paže 3-6 cm
SFT-N2-2B	manžeta SOFT-CUF, velikost 2 - pro obvod paže 4-8 cm
SFT-N3-2B	manžeta SOFT-CUF, velikost 3 - pro obvod paže 6-11 cm
SFT-N4-2B	manžeta SOFT-CUF, velikost 4 - pro obvod paže 7-13 cm
SFT-N5-2B	manžeta SOFT-CUF, velikost 5 - pro obvod paže 8-15 cm
CLA-N1-2B	manžeta CLASSIC-CUF, velikost 1 - pro obvod paže 3-6 cm
CLA-N2-2B	manžeta CLASSIC-CUF, velikost 2 - pro obvod paže 4-8 cm
CLA-N3-2B	manžeta CLASSIC-CUF, velikost 3 - pro obvod paže 6-11 cm
CLA-N4-2B	manžeta CLASSIC-CUF, velikost 4 - pro obvod paže 7-13 cm
CLA-N5-2B	manžeta CLASSIC-CUF, velikost 5 - pro obvod paže 8-15 cm
2058204-003	hadice NIBP, konektor NEO-SNAP, délka 3,6 m
2058204-002	hadice NIBP konektor NEO-SNAP, délka 2,4 m

