

# Katetry a další příslušenství


## PiCCO MODUL

E-PiCCO monitor používá při stanovení kontinuálního srdečního výdeje na základě tvaru pulzu a souvisejících parametrů modul obsahující zařízení zakoupené od společnosti Pulsion Medical Systems SE.

Vlastníkem technologie, která je součástí monitorů společnosti GE je společnost Pulsion Medical systems.

### E-PiCCO set-up

1. M1154585 PiCCO Continuous cardiac output cable
2. M1182448 Injectate temperature sensor cable
3. Invasive pressure cable



### Účel použití příslušenství k PiCCO modulu pro CCO

Kabel kontinuálního srdečního výdeje PiCCO

- je určen pro připojení katetru pro měření kontinuálního srdečního výdeje k monitorům výrobců GE Medical Systems Information Technologies (opakované použití)
- příslušenství může používat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál
- k dosažení správné funkce a získání správných výsledků měření je doporučeno používat pouze příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem GE Medical Systems Information Technologies.



Kabel injekčního senzoru PiCCO

- je určen k propojení pouzdra injekčního senzoru PiCCO a kabelu kontinuálního srdečního výdeje PiCCO monitorovacího zařízení GE Healthcare
- dezinfekce se provádí chemickým dezinfekčním prostředkem (ethanol, isopropanol) nebo prostředkem na bázi fenolu či glutaraldehydu, chlorové složky (s výjimkou hypochloridu)
- kabel se nesmí ponořovat do dezinfekčního prostředku.
- lze použít opakovaně



### Arteriální katetry se 4 možnostmi arteriálního přístupu:

Termodiluční polyuretanové arteriální katetry PULSIOCATH jsou:



- kontrastní pro RTG
- bez DEHP a bez latexu
- určené k jednorázovému použití
- dostupné samostatně nebo jako kompletní kity
- přizpůsobené velikosti a hmotnosti pacienta a podle preferovaného místa zavedení (radiální, brachiální, axilární a femorální)

# Katetry a další příslušenství

## PiCCO MODUL

objednací číslo	popis produktu	množství
PV4046	Kryt senzoru teplotního injektátu	10 ks/bal
PV8215	PiCCO Monitorovací kit / souprava	5 ks/bal
PV2014L16-A	PiCCO katétr, Femorální artérie, dospělí menšího vzrůstu, 4Fr, 16cm	5 ks/bal
PVPK2014L16-A	PiCCO katétr kit, Femorální artérie, dospělí, 4Fr, 16cm	5 ks/bal
PV2014L22-A	PiCCO Brachiální artérie, dospělí, katetr 4Fr, délka 22 cm	5 ks/bal
PV2015L20-A	PiCCO Femorální artérie, dospělí, standardní katetr 5Fr, délka 20 cm	5 ks/bal
M1182448	Kabel injekčního senzoru PiCCO	1 ks/bal
M1154585	Adapterový kabel pro kontinuální srdeční výdej	1 ks/bal

