

# TruSignal<sup>®</sup> kabely a čidla

## SATURACE

Pulsní oxymetrie je v současné době považována za jeden z životně důležitých příznaků v klinické oblasti. Používá optické senzory pro kontinuální neinvazivní měření množství kyslíku v krvi, čímž poskytuje měřítko kardio-respirační funkce.

### Propojovací kabely

- odolné proti roztřepení a zalomení – díky konstrukci a vysoce kvalitnímu materiálu
- flexibilní

### Jednorázová čidla

Použití při:

- dlouhodobém monitorování (kontrola čidla každé 4 hodiny)
- nízké perfúzi
- pacientech se zvýšeným rizikem křížové infekce
- dospělá, dětská, neonatální



### Čidla pro opakované použití

#### Prstové

##### kolíček

- dospělé a dětské

##### silikonové

- dospělé a dětské
- neobsahují latex ani známé kontaminanty životního prostředí
- prodyšný design- otvory na boku



- snadné čištění - konec senzoru může být ponořen do dezinfekčního prostředku - lze otočit naruby











#### Ušní

Použití při:

- nízké perfúzi
- špatné periferní cirkulaci
- pokud nelze k umístění čidla použít ruce

# TruSignal® kabely a čidla

## SATURACE

objednáací číslo		popis produktu	množství
TS-G3		Propojovací SpO2 kabel, sensor-monitor, GE konektor, délka 3m	1 ks/bal
TS-N3		Propojovací SpO2 kabel, sensor-monitor, kulatý Datex konektor, délka 3m	1 ks/bal
TS-E-D		Saturační sensor ušní, délka 1 m, váha pacienta $\geq 10$ kg	1 ks/bal
TS-F-D		Saturační sensor prstový kolíček, délka 1 m, váha pacienta $\geq 20$ kg	1 ks/bal
TS-SA-D		Saturační sensor prstový, silikonový, dospělý, délka 1 m, váha pacienta $>30$ kg	1 ks/bal
TS-SP-D		Saturační sensor prstový, silikonový, pediatrický, délka 1 m, váha pacienta 15-30 kg	1 ks/bal
TS-SE-3		Saturační sensor Sensitive Skin, lepící, dospělý, dětský, neonatlogický, délka 1 m, bez váhového limitu	3 ks/bal
TS-E4-N		Saturační sensor ušní, vcelku, přímo do monitoru, kulatý konektor, délka 4 m	1 ks/bal
TS-AF-25		Saturační sensor jednorázový AllFit, dospělý, dětský, pásek, délka 0,5 m, bez váhového limitu	25 ks/bal
TS-AP-25		Saturační sensor lepící, dospělý, dětský, pásek, délka 0,5 m, váha pacienta $\geq 20$ kg	25 ks/bal