

Příslušenství – sety

INFUZNÍ TECHNIKA

Sety jsou určeny jak pro infuzní pumpy, tak pro klasickou gravitační či přetlakovou infuzní terapii. Infuzní sety pro přístroje Alaris GW a GP jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů. Sety jsou opatřeny bezpečnostními prvky (pojistka proti nasávání, pojistný zpětný ventil a regulační svorka). Tyto bezpečnostní prvky slouží k ochraně zdravotnického personálu i pacientů. Při používání se snižuje riziko kontaminace osob i prostředí při přepravě a aplikaci. Sety neobsahují přírodní kaučukový latex ani ftaláty (DEHP).



Infuzní sety

Sety GW a GP:

- s Y vstupem



- bez vstupu



Sety GW a GP (onkologické):

- 3 vstupy SmartSite



- 5 vstupů SmartSite







Příslušenství – sety

INFUZNÍ TECHNIKA

ALARIS VP

objednací číslo		popis produktu	množství
60593		Infuzní set pro GP, 15 µm kapkový filtr, délka 265 cm	80 ks/bal

ALARIS GW a GP

objednací číslo		popis produktu	množství
C20350		Infuzní set pro GW, 0,2 µm kapkový filtr, 1x Y port, délka 51 cm	20 ks/bal
273-004V		Infuzní set pro GW, 15 µm kapkový filtr, délka 220 cm	100 ks/bal
273-951EB		Infuzní set pro GW, onkologický, 15 µm kapkový filtr, délka 265 cm	40 ks/bal
273-952EB		Infuzní set pro GW, onkologický, 15 µm kapkový filtr, délka 270 cm	40 ks/bal

