

# Manžety

## NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

Využívá technologie GE DINAMAP\* - algoritmus, který spočítá na základě oscilací rychle a přesně krevní tlak

Bezpečné, rychlé a jednoduché napojení hadice a manžety zakliknutím konektorem DINACLICK



### Manžety DURA-CUF\*

- pro všeobecnou péči ve všech odděleních nemocnice či ordinacích
- dlouhodobé použití a čištění - opakované použití 6-12 měsíců
- oblé rohy pro pohodlí pacienta
- barevné podle velikostí
- také v prodloužené verzi



### Manžety CLASSIC- CUF\*

- jednorázová řada pro 1 pacienta, žlutá barva
- použití 1-7 dnů
- vhodná pro izolaci infekčního pacienta



### Manžeta RADIAL- CUF\*

- k měření na předloktí, ideální řešení pro obézní pacienty, jejichž předloktí má obvod 26 až 36 cm
- kónický tvar



# Manžety

## NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

objednáací číslo	popis produktu	množství ks/bal
<b>DUR-P1-2A-5S</b>	DUR-CUF manžeta pro kojence, obvod paže 8-13 cm, oranžová	5
<b>DUR-P2-2A-5S</b>	DUR-CUF manžeta pro dítě, obvod paže 12-19 cm, zelená	5
<b>DUR-A1-2A-5S</b>	DUR-CUF manžeta pro dospělé - malá, obvod paže 17-25 cm, světle modrá	5
<b>DUR-A1-2A-L-5S</b>	DUR-CUF manžeta pro dospělé - malá, obvod paže 17-25 cm, světle modrá, prodloužená	5
<b>DUR-A2-2A-5S</b>	DUR-CUF manžeta pro dospělé, obvod paže 23-33 cm, tmavě modrá	5
<b>DUR-A2-2A-L-5S</b>	DUR-CUF manžeta pro dospělé, obvod paže 23-33 cm, tmavě modrá, prodloužená	5
<b>DUR-A3-2A-5S</b>	DUR-CUF manžeta pro dospělé - velká, obvod paže 31-40 cm, fialová	5
<b>DUR-A3-2A-L-5S</b>	DUR-CUF manžeta pro dospělé - velká, obvod paže 31-40 cm, fialová, prodloužená	5
<b>SFT-F1-2A-5S</b>	SOFT-CUF manžeta na předloktí, pro obézní pacienty, bílá	20
<b>CLA-A1-2A-X-5S</b>	CLASSIC-CUF manžeta pro dospělé-malá, pro 1 pacienta, obvod paže 17-25 cm, žlutá	20
<b>CLA-A2-2A-X-5S</b>	CLASSIC-CUF manžeta pro dospělé, pro 1 pacienta, obvod paže 23-33 cm, žlutá	20
<b>CLA-A3-2A-X-5S</b>	CLASSIC-CUF manžeta pro dospělé - velká, pro 1 pacienta, obvod paže 31-40 cm, žlutá	20
<b>2058203-002</b>	Hadice NIBP, pro dospělé a děti, s konektorem dinaclick, délka 3,6 m	1
<b>2058203-001</b>	Hadice NIBP, pro dospělé a děti, s konektorem dinaclick, délka 1,2 m	1
<b>877235</b>	Hadice NIBP pro Datex, černá, kulatá koncovka, délka 3 m	1

### Doporučení použití manžet pro jednoho pacienta:

Guidelines for the control and prevention of meticillin-resistant *Staphylococcus aureus*(MRSA) in healthcare facilities\*. UK (2006)

- Instruments or equipment should preferably be single patient use"
- "Patient equipment, e.g. wheelchairs, hoists, slings, sphygmomanometer cuffs, etc., should either be capable of being decontaminated (and be decontaminated before use with other patients), or should be single-patient use and discarded as clinical waste at the end of a period of use (Category 1b)"

CDC -Management of Multidrug-Resistant Organisms In Healthcare Settings, (2006)

- Implement patient - dedicated or single-use disposable noncritical equipment (e.g., blood pressure cuff, stethoscope) and instruments and devices.

CDC -Guidelines for Isolation Precautions, (2007)

- in acute care hospitals and long-term care and other residential settings, use disposable noncritical patient-care equipment (e.g., blood pressure cuffs) or implement patient-dedicated use of such equipment.

RCN -Wipe it Out Campaign on MRSA (PACU).

- Single use equipment should be used wherever possible"

\*Joint Working Party of the British Society of Antimicrobial Chemotherapy, the Hospital Infection Society, and the Infection Control Nurses Association

verze 03