

Polohovací polštáře při intubaci

Řešení všech obtížných dýchacích cest pro dosažení optimálních výsledků

Oxford HELP® je celosvětově uznávaná polohovací podložka pro elevaci hlavy a horní části trupu, navržena pro bezpečnější zajištění dýchacích cest.

Oxford HELP® zlepšuje:

- podmínky pro laryngoskopii a intubaci
- snižuje riziko aspirace
- funkční reziduální kapacitu (FRC)
- dechový objem (tidal volume)
- podmínky pro ruční ventilaci
- podmínky při přechodu z kombinované spinálně-epidurální anestezie (CSE) na celkovou anestezii (GA) v porodnictví
- přístup ke krikoidní chrupavce při rychlém úvodu do anestezie (RSI)
- průchodnost dýchacích cest u sedovaných pacientů

Oxford HELP® Set D



Oxford HELP® Set A Plus



Polohovací polštáře při intubaci

Řešení všech obtížných dýchacích cest pro dosažení optimálních výsledků

objednací číslo	popis produktu		množství
OXH350		Set A Plus Oxford HELP® Base Pillow, Headrest, Plus Pillow	1 Sada
OXH600		Set D Base Pillow, Headrest, Arm Supports, Plus Pillow, Sinus, Arm Supports Plus, Oxford CuneosHELP® Base Pillow, Headrest, Plus Pillow	1 Sada

Set D obsahuje Oxford HELP® Base Pillow, HELP® Headrest, Oxford Arm Supports, Oxford HELP® Plus Pillow a Oxford Sinus. Součástí jsou také Oxford Arm Supports Plus, které poskytují větší výšku opory paží a pomáhají předcházet nadměrnému napětí brachiálního plexu.

Sada dále obsahuje Oxford Cuneos – malé klínové podložky určené k podložení oblasti za rameny. Používají se u pacientů, u nichž nadměrná tuková tkáň mezi lopatkami brání tomu, aby ramena ležela v rovině.

Tato sada poskytuje komplexní polohovací podporu pro pacienty s extrémní obezitou (hyperobézní pacienti), zajišťuje optimální fyziologickou polohu během anestezie a minimalizuje riziko poškození periferních nervů.

